面手すり

# III タッチ・アイランド NEW





面タッチ・アイランドの 商品動画はこちらから



#### NEW

面タッチ・アイランド





¥88,000(稅込)(稅抜¥80,000)

品番 TMI-700

JAN=-K 4968501-795305

TAIS⊐-ド 00690-000144

製 品 サ イ ズ: W50.5×D60.5×H70~80cm

面手すり寸法: W45×D40cm×H69~79cm(5段階調整2.5cm間隔) 底板サイズ: W50.5×D60.5cm×H1cm 重 量: 約27kg

質: ベース(スチール)、フレーム(スチール)、面手すり(集成材[ゴムノキ]) ベース部モール(PVC)、カーベット([表]ポリエステル[裏]アクリル)

最大使用者体重:100kg

梱包サイズ・重量: W63.4×D53.4×H70cm・約29.8kg

### 面タッチ・アイランドの特長

方向転換や低い位置からの立ち上がりに重宝します!!



面タッチ・アイランド [TMI-700]





・ベッドでの立ち上がりから面を使って方向転換ができるので目的の場所までの移動に便利です。











・近くに手すりを置けば方向転換はもちろん、その先の伝い歩きにも便利です。











・側面に手すりが付いているので床等の低い位置からの立ち上がりにも役立ちます。

面手すり



面タッチシリーズの 商品動画はこちらから





#### 低い位置からの立ち上がりに最適な面手すり それが面タッチシリーズ

面タッチシリーズは面になっているので使いやすく、シリーズ化する事により、利用される方の 状態や状況に応じてお選び頂けます。

また、各お部屋での状況に応じて適切な機種を設置頂く事でより便利で快適にサポートできます。



面タッチは地球環境に配慮して、再利用できる素材を中心に 作られた製品です。マキテックはこれからも環境に優しいモノ づくりを目指して参ります。

#### 様々なシーンで支援!!



リビングでの 座る・立ち上がる動作



布団から起き上がる動作や トイレからの立ち上がる動作



キッチンや玄関の低い位置での 体重を預ける動作

#### 面タッチシリーズの特長

状態・状況に合わせて 選べる6種類。





面のフチを握る事ができ 手・腕・肘で支えやすい ので安心です。



脚力が低下している方や 手すりを握る事が難しい方 でも面手すりがあれば 立ち上がり動作の際に 安心です。

### 面 タッチ 低床·標準

布団等の低い位置からの立ち上がりに最適



●オススメの使用場所

リビング

官 安

トイレ





### 面分手·PLUS

面に手すりがプラスされて更に安全かつ確実に動作ができます



●オススメの使用場所

リビング

寝室

台 所

脱衣所





## 面タッチ・ドゥ

面が可動式で使用しない時はスッキリ収納



●オススメの使用場所

リビング

寝 安

脱衣所

玄 関





### 面タッチ・アイランド

方向転換や低い位置からの立ち上がりに便利



●オススメの使用場所

リビング

寝 室

脱衣所



